

Ændring af password

Du kan ændre dit password, så det er nemmere at huske.

Log ind på Pleje.net (på computeren) med dit password og dit brugernavn.

Klik på profil i den øverste fane (billede 1). På profilsiden kan du se dine brugeroplysninger og ændre dit password.

Hvis du indtaster dit mobilnummer på profilsiden, kan vi sende dig et nyt password pr. sms, hvis du skulle glemme det gamle.

Husk at trykke "Gem", før du forlader siden.

Billede 1: Profilsiden

The screenshot shows the 'Profil' page in the Pleje.net system. At the top, there is a navigation bar with links: Profil, Mobilside, Blanketter, Hjælp, Telefonbog, Statistik, 700, 950, 1200, 100%, and Log ud. Below this is a search bar with 'Søg' and a 'Nyt patient' button. The main content area is titled 'Profil' and contains a form for editing user information. The form has a left sidebar with the title 'Rediger bruger' and a main area with fields for: Navn (Helene Mørk Thorsen), Brugertype, Brugernavn, Kodeord (password field with asterisks), Adresse, Telefonnr., Mobilnr. (24974266), E-mail (helene.thorsen@stab.rm.dk), Faxnr., and EDI signatur. At the bottom of the form is a 'Gem' button. Red arrows are overlaid on the image: one points to the 'Profil' tab in the top navigation bar, another points to the 'Kodeord' field, and a third points to the 'Gem' button. The footer of the page shows 'Logged på som Helene Mørk Thorsen', 'Side genereret på 0.162 sekunder', and 'Logget ind 14:47:33'.

Opsætning af mobilsiden

Du kan dele en mobil med en eller flere af dine kollegaer. I skal bare have et fælles mobil-ID og personlige koder.

Log ind på www.Pleje.net og find mobilsiden (billede 2).

Her kan man indtaste/ændre det 9 cifrede mobil-ID. Dette nummer skal være ens hos alle de brugere, som benytter den samme mobiltelefon. Hvis telefonen allerede er taget i brug, kan du se det mobil-ID, som du skal bruge, når du åbner app'en på telefonen (billede 3).

Indtast derefter en personlig PIN-kode på mobilsiden i Pleje.net (billede 2). PIN-koden skal bestå af tal. Du skal bruge denne kode, hver gang du åbner app'en på mobilen.

Husk at trykke "Gem" før du forlader siden

Billede 2: Mobilsiden

Dansk Telomedicin A/S

Mobilside Blanketter Hjælp Telefonbog Statistik 700 950 1200 100% Log ud

Patienter Ny patient

Profil Mobil Telefonbog

ID og PIN kode

ID (9 cifre) (Tidl. Mobilpleje)

PIN (4 cifre)

Gem

Bestem telefontype

Hvis du ønsker at overføre billeder til såret systemet, skal du vide, hvilken type din telefon du har. Det vil normalt være en iPhone, en Windows-eller en Android-telefon

Hvis du er i tvivl om hvilken telefon du har, kan du trykke på knappen til højre. Du vil få tilsendt en SMS med et link, som du skal trykke på. Du kan da se hvilken telefon du har.

Nedenfor kan du få vejledning, der passer til din telefon.

Send SMS

Android telefoner

Hvis du har en Android telefon, skal du hente applikationen på Google Play (tidl. Android Market). Google Play er et program på telefonen, hvorfra applikationer kan hentes. Du kan også få tilsendt et link, hvorfra du kan hente applikationen. Tryk på knapp "Android link" for at få tilsendt linket.

For at kunne benytte Google Play, skal du have oprettet en Google konto. Hvis din it afdeling ikke allerede har opsat din telefon, kan du oprette denne konto direkte på telefonen. Du kan søge hjælp til opsætning af en Google konto i vejledningen til højre. Tryk på "Android vejledning" for at hente vejledning

For at bruge applikationen skal du logge ind med dit ID og din PIN kode (199883233, 1234). PIN koden kan du ændre til noget, som er let at huske. Hvis I er flere brugere af samme telefon, skal alle brugerne have samme ID. ID og PIN koden kan ændres øverst på denne side.

Når du er logget ind vil du se dine patienter. Når du trykker på en patient, vil du kunne vælge mellem dennes sår. Når du har valgt et sår, skal du vælge hvilke billeder (eller video) du vil overføre. Endelig kan du vælge at skrive et notat, som vedhæftes billederne.

Android Link

Android vejledning

iPhone telefoner

Hvis du har en iPhone telefon, skal du hente applikationen på App Store. App Store er et program på telefonen, hvorfra applikationer kan hentes. Du kan også få tilsendt et link, hvorfra du kan hente applikationen. Tryk på knappen "iPhone link" for at få tilsendt linket.

For at kunne benytte App Store, skal du have oprettet et Apple ID. Hvis din it afdeling ikke allerede har opsat din telefon, kan du oprette denne konto direkte på telefonen. Du kan søge hjælp til opsætning af et Apple ID i vejledningen til højre. Tryk på "iPhone vejledning" for at hente vejledning.

For at bruge applikationen skal du logge ind med dit ID og din PIN kode (199883233, 1234). PIN koden kan du ændre til noget, som er let at huske. Hvis I er flere brugere af samme telefon, skal alle brugerne have samme ID. ID og PIN koden kan ændres øverst på denne side.

Når du er logget ind vil du se dine patienter. Når du trykker på en patient, vil du kunne vælge mellem dennes sår. Når du har valgt et sår, skal du vælge hvilke billeder (eller video) du vil overføre. Endelig kan du vælge at skrive et notat, som vedhæftes billederne.

Send iPhone Link

iPhone Vejledning

Windows Phone 8 telefoner

Hvis du har en Windows Phone 8 telefon, skal du hente applikationen på Windows Phone Store. Windows Phone Store er et program på telefonen, hvorfra applikationer kan hentes. Du kan også få tilsendt et link, hvorfra du kan hente applikationen. Tryk på knappen

Windows Phone 8 link

Fælles Servicecenter for Telesundhed

Tlf: 70203048

kontakt@faellesservicecenter.dk

Billede 3: Login på mobilen

ID:

Indtast PIN kode:

Hvis du endnu ikke har valgt en pinkode, skal du indtaste dit brugernavn. Tryk på 'Log ind med brugernavn'. Du kan ændre dette på din mobilside på www.pleje.net.

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
	0	⌫

Fælles Servicecenter for Telesundhed

Tlf: 70203048

kontakt@faellesservicecenter.dk